

FICHA TECNICA

FFP2 JU



INFORMACION GENERAL

Medida	20'8 x 18'5 cm
Color	Blanco
Cantidad por caja	10 und embolsadas individualmente
Caja Master	1.000 und

Código EAN



CARACTERISTICAS TECNICAS

Nombre	Mascarilla JU mod FM0201-966
Composición	Tela no tejida+ tele fundida soplada + algodón de aire caliente

Eficacia filtración bacteriana BFE \geq 95%

Suave y transpirable. Hipoalergénico

Tiempo de uso recomendado 8 horas NO REUTILIZABLE

DESCRIPCION

Permite cubrir boca, nariz y mentón proporcionando una barrera que minimiza la transmisión de agentes infecciosos entre personas y que protege contra salpicaduras de líquidos contaminados

CUMPLE CON LA NORMA EU 2016/425 EN149:2001+A1:2009

Marcado CE: CE2163

CERTIFICADO

Instrucciones de uso:

- * En primer lugar, antes de colocar la mascarilla, es necesario lavarse las manos con gel desinfectante a base de alcoholes o bien, con agua y jabón
- * Posicione la mascarilla en la cara a la altura de la nariz con el ajuste nasal hacia arriba
- * Sujete la mascarilla desde el exterior y pase las cintas alrededor de ambas orejas sin cruzarlas
- * Verifique que la mascarilla cubre la nariz y barbilla. Ajuste la pinza nasal y compruebe que la mascarilla queda ajustada y sin molestias al respirar